



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER

The intended user should be a licensed healthcare professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

WARNING/USE/INDICATIONS

The Danley Actistrap 2.0 is designed to provide comfort and support of the lumbar spine. It may be suitable for the symptomatic relief of acute and chronic low back pain. Provides compression without significant restriction of mobility, can be adjusted as and when required by the adjustable straps.

- Acute lower back pain
- Chronic low back pain
- Muscular weakness
- Lumboscoliosis
- Lumbalgia
- Lumbar arthritis
- Spondylolisthesis

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- Providing support and stabilization to the limb or body segment.
- Providing partial immobilization or controlled movement to the limb or body segment.
- Providing mild protection of a limb or body segment for acute and prophylactic care.

CONTRAINDICATIONS

- If you have skin disorders/injuries in the relevant part of the body, the product should be fitted and removed after consultation with a medical professional.
- Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

WARNING AND PRECAUTIONS

- We recommend that the first application be made under supervision of a healthcare professional.
- If you have any skin conditions/injuries in the relevant part of the body, the product should be fitted and you should only consult with a healthcare professional.
- If you experience any discomfort, pain, swelling or sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your healthcare professional immediately.
- This product is for single patient multiple use only.
- Do not use this device if it was damaged and/or packaging has been opened.
- The product should be removed during long periods of rest.
- Do not use during showering or bathing.
- Keep the product away from children.
- Do not use on open wounds and/or sensitive skin.
- Do not use this product if it is damaged or defective.
- Do not modify the device.
- Do not use this device in any way that may damage its integrity or use the device other than intended.
- The frequency and duration of use should be determined by a healthcare professional.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INSTRUCTIONS

A cotton shirt or vest should be worn underneath the back support. If possible, the back support should be put on when standing.

Open the belt and loosen the lateral straps.

Place the belt around the waist, placing your hands in the finger loops located on the front closures. Make sure that the lumbar belt is correctly centred over your spine (the straps should be positioned on either side of the spine). Position the bottom part of the belt at the top of the gluteal cleft.

1. Pull the finger loops to extend the main fabric and wrap it around your waist.
2. Fasten the belt with the right side over the left.
- 4a. Pull the lateral straps forward equally with gentle force until the desired level of support is achieved. If that support is then too close, release the straps using the hook-and-loop fasteners.
5. The 2 front straps can be removed through the slots.
6. The level of compression can be readjusted as needed during the day.

ACCESSORIES

The Danley Actistrap 2.0 has been designed to be used with the following optional accessories:

- Shoulder straps. These allow you to open the belt when support is not needed without having to re-tie the entire belt. Attach the shoulder straps to the belt using the hook-and-loop fasteners.
- Hot/cold pack with pouch. Fasten the pouch to the back belt using the hook-and-loop fasteners.

CLEANING INSTRUCTIONS

Machine washable at gentle cycle (max 40°C) with a mild detergent. Machine dry on a low heat setting. Do not use bleach or iron. Do not use dry clean. Do not iron.

DISPOSAL

Dispose of the device and its packaging in accordance with local or national environmental regulations.

COMPOSITION

Front Closure: Polyamid, Polyester, Polypropylene, Polyurethane.
Belt: Polyamide, Polyester, Elastan, Polyurethane, Steel, Polyethylene.
Ball: Polypropylene, SEBS, Polyamide

 **NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX**

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient, à l'aide-soignant ou à un membre de la famille qui prodigera les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des instructions, avertissements et précautions qui figurent dans le mode d'emploi, et être physiquement apte à les respecter.

VOGEBSEINE VERWENNDING/INDICATIONEN

The Danley Actistrap 2.0 is designed to provide comfort and support of the lumbar spine. It may be suitable for the symptomatic relief of acute and chronic low back pain. Provides compression without significant restriction of mobility, can be adjusted as and when required by the adjustable straps.

- Douleur lombaire aiguë
- Douleur lombaire chronique
- Faiblesse musculaire
- Lombosciatalgie
- Lumbalgie
- Arthrose lombaire
- Spondylolisthésis

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- Soutien et stabilisation du membre ou du segment corporel.
- Immobilisation partielle ou mouvement contrôlé du membre ou du segment corporel.
- Protection légère d'un membre ou d'un segment corporel pour les soins aigus et prophylactiques.

CONTRA-INDICATIONS

- Si vous avez des troubles ou des blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le produit doit être retiré après consultation avec un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des matériaux contenus dans ce produit.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons que la première application soit effectuée sous la supervision d'un professionnel de santé.
- Si vous avez des affections cutanées ou des blessures dans la partie concernée du corps, le produit doit être ajusté et porté uniquement après consultation avec un professionnel de santé.
- Si vous ressentez une gêne, une douleur, un gonflement ou des changements de sensation, ou toute réaction inhabituelle lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre professionnel de santé.
- Ce produit est destiné à un usage multiple par un seul patient.
- Le produit doit être retiré pendant les longues périodes de repos.
- Ne pas utiliser ce dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- Le produit doit être retiré pendant les longues périodes de repos.
- Ne pas utiliser sans la douche ou en prenant un bain.
- Garder le produit hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes et/ou une peau sensible.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou défectueux.
- Ne pas modifier le dispositif.
- La fréquence et la durée d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

REMARQUE : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave dû à l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Un vêtement fin en coton doit être porté sous le soutien lombaire. Si possible, le soutien lombaire doit être mis en place en position debout.

Ouvrez la ceinture et desserrez les sangles latérales.

Placez la ceinture autour de la taille, en plaçant vos mains dans les passe-mains situés sur les fermetures avant. Assurez-vous que la ceinture lombaire est correctement centrée sur votre colonne vertébrale (les baleines doivent être positionnées de chaque côté de la colonne vertébrale). Positionnez la partie inférieure de la ceinture en haut du sillon interfessier.

1. Placez la ceinture autour de la taille, en plaçant vos mains dans les passe-mains situés sur les fermetures avant. Assurez-vous que la ceinture lombaire est correctement centrée sur votre colonne vertébrale (les baleines doivent être positionnées de chaque côté de la colonne vertébrale). Positionnez la partie inférieure de la ceinture en haut du sillon interfessier.
2. Tirez sur les passe-mains pour étendre le tissu principal et l'enrouler autour de votre taille.
3. Fixez la ceinture en superposant et collant droit sur le côté gauche.
- 4a. Tirez les sangles latérales vers l'avant avec une force adéquate et égale jusqu'à obtenir le niveau de soutien désiré. Ensuite, laissez les attaches avant à l'état de attaches auto-agrippantes.
5. Les 2 fermetures avant peuvent être retirées par les fentes.
6. Le niveau de compression peut être réajusté au besoin pendant la journée.

ACCESSOIRES

The Danley Actistrap 2.0 is designed to be used with the following optional accessories:

- Bretelles. Celles-ci permettent d'ouvrir la ceinture lorsque le soutien n'est pas nécessaire sans avoir à re-tier toute la ceinture. Fixer les bretelles à la ceinture en utilisant les attaches auto-agrippantes.
- Pack chaud/froid avec pochette. Fixer la pochette à la ceinture arrière en utilisant les attaches auto-agrippantes.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine à cycle délicat (max 40°C) avec un détergent doux. Machine sécher à basse température. Ne pas utiliser de blanchiment, de produits abrasifs ou de produits à base de chlore. Ne pas utiliser de sèche-linge.

Do not bleach. Rinse thoroughly. Air dry. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not iron.

ÉLIMINATION

Éliminer l'appareil et son emballage conformément aux réglementations environnementales locales ou nationales.

COMPOSITION

Fermeture avant : Polyamide, Polyester, Polypropylène, Polyuréthane.
Ceinture : Polyamide, Polyester, Elasthan, Polyuréthane, Acier, Polyéthylène.
Poêle : Polypropylène, SEBS, Polyamide.

 **FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC MATUREL**

POUR USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

AVIS: SI BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINT-À-POINT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

DEUTSCH

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS BITTE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG UND GRÜNDLICH DURCH. DAS KORREKTE ANLEGEN IST VORAUSSETZUNG FÜR EINE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNKTION DES PRODUKTES.

ANWENDERPROFIL

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in den Gebrauchsinformationen zu lesen, zu verstehen und körperlich durchzuführen.

VOEGESEINE VERWENDUNG/INDICATIONEN

The Danley Actistrap 2.0 is designed to provide comfort and support of the lumbar spine. It may be suitable for the symptomatic relief of acute and chronic low back pain. Provides compression without significant restriction of mobility, can be adjusted as and when required by the adjustable straps.

- Akute Rückenschmerzen
- Chronische Rückenschmerzen
- Muskelschwäche
- Lumbosciatalgie
- Lumbalgie
- Lumbale Arthrose
- Spondylolisthésis

LEISTUNGSMERKMALE

- Proporzionale Untersttützung und Stabilisierung des Gliedmaßes oder Körpersegments.
- Teilweise Immobilisierung oder kontrollierte Bewegung des Gliedmaßes oder Körpersegments.
- Leichter Schutz eines Gliedmaßes oder Körpersegments für akute und prophylaktische Pflege.

KONTRAINDIKATIONEN

- Bei Hauterkrankungen/-verletzungen im entsprechenden Körperbereich sollte das Produkt nur nach Rücksprache mit einem medizinischen Fachpersonal angepasst und getragen werden.
- Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen eines der in diesem Produkt enthaltenen Materialien sind.

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Wir empfehlen, dass die erste Anwendung unter Aufsicht eines medizinischen Fachpersonals erfolgt.
- Bei Hauterkrankungen/-verletzungen im entsprechenden Körperbereich sollte das Produkt nur nach Rücksprache mit einem medizinischen Fachpersonal angepasst und getragen werden.
- Wenn Sie Beschwerden, Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen oder ungewöhnliche Reaktionen während der Verwendung dieses Produkts feststellen, konsultieren Sie sofort Ihr medizinisches Fachpersonal.
- Dieses Produkt ist nur für die mehrfache Verwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, einen Defekt aufweist oder die Verpackung bereits geöffnet wurde.
- Das Produkt sollte während langer Ruhephasen entfernt werden.
- Nicht während des Duschens oder Bades verwenden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Nicht auf offenen Wunden und/oder empfindlicher Haut verwenden.
- Ändern Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf eine Weise, die seine Integrität beschädigen könnte, und verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Die Häufigkeit und Dauer der Nutzung sollte von einem medizinischen Fachpersonal bestimmt werden.

HINWEIS: Kontaktieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls, der durch die Verwendung dieses Produkts verursacht wird.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Eine Baumwollhemd oder -weste sollte unter dem Rückensupport getragen werden. Wenn möglich, sollte der Rückenbinder im Stehen angelegt werden.

Öffnen Sie den Gürtel und lösen Sie die seitlichen Gurte.

1. Platzieren Sie den Gürtel um die Taille, und legen Sie Ihre Hände in die Fingerlöcher an den vorderen Verschlüssen. Stellen Sie sicher, dass der Lendengürtel korrekt über Ihre Wirbelsäule zentriert ist (die Sitzen sollten sich auf beiden Seiten der Wirbelsäule befinden). Positionieren Sie die untere Teil des Gürtels oben an der Gesäßspalte.

1. Platzieren Sie den Gürtel um die Taille, und legen Sie Ihre Hände in die Fingerlöcher an den vorderen Verschlüssen. Stellen Sie sicher, dass der Lendengürtel korrekt über Ihre Wirbelsäule zentriert ist (die Sitzen sollten sich auf beiden Seiten der Wirbelsäule befinden). Positionieren Sie die untere Teil des Gürtels oben an der Gesäßspalte.
2. Ziehen Sie an den Fingerlöchern, um den Hauptgürtel zu dehnen und um Ihre Taille zu wickeln.
3. Befestigen Sie den Gürtel, indem Sie die rechte Seite über die linke legen.
- 4a. Ziehen Sie die seitlichen Gurte nach vorne mit einer Kraft nach vorne, bis der gewünschte Unterstützungsniveau erreicht ist. Befestigen Sie sie dann mit den Klettverschlüssen an der Vorderseite.
5. Die 2 vorderen Sitzen können durch die Schlitze entfernt werden.
6. Der Kompressionsgrad kann tagsüber nach Bedarf neu eingestellt werden.

ZUBEHÖR

The Danley Actistrap 2.0 wurde für die Verwendung mit den folgenden optionalen Zubehörteilen entwickelt:

- Schultergurte. Diese ermöglichen es, den Gürtel zu öffnen, wenn keine Unterstützung benötigt wird, ohne den gesamten Gürtel entfernen zu müssen. Befestigen Sie die Schultergurte mit den Klettverschlüssen am Gürtel.
- Wärme-/Kaltpack mit Tasche. Befestigen Sie die Tasche mit den Klettverschlüssen am Rückengurt.

REINIGUNGSHINWEISE

Maschinenwaschbar im Schonwaschgang (max 40°C) mit einem milden Waschmittel. Schale zippig spülen. Nicht bleichen. Gründlich spülen. Lufttrocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln.

Do not bleach. Rinse thoroughly. Air dry. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not iron.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen oder nationalen Umweltschriften.

VERWENDETE MATERIALIEN

Verschleiß vorne: Polyamid, Polyester, Polypropylen, Polyurethan.
Gürtel: Polyamide, Polyester, Elasthan, Polyurethan, Stahl, Polyethylen.
Kugel: Polypropylen, SEBS, Polyamid.

 **NICHT MIT NATURKAUSCHUKLATEX HERGESTELLT**

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM PATIENTEN BESTIMMT.

GARANTIE DJO, LLC übernimmt bei Materialoder Herstellungsängeren der Reparatur oder den Austausch des vollständigen Produkts, oder eines oder mehrerer seiner Teile, wenn die Ursache für den Schaden innerhalb einer Zeitraum von sechs Monaten ab Ausgab. Falls und infolge der Bedingungen dieser Gewährleistung nicht den örtlichen Bestimmungen entsprechen, gelten die Vorschriften dieser örtlichen Bestimmungen.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSAZT MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

USUARIO PREVISTO

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporcione asistencia al paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

INDICACIONES / INDICATIONES

The Danley Actistrap 2.0 is designed to provide comfort and support of the lumbar spine. It may be suitable for the symptomatic relief of acute and chronic low back pain. Provides compression without significant restriction of mobility, can be adjusted as and when required by the adjustable straps.

- Dolore lumbare acuto
- Dolore lumbare cronico
- Debolezza muscolare
- Lombosciatalgia
- Lumbalgie
- Artrosi lumbare
- Spondilolistesi

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Proporciona soporte y estabilización al miembro o segmento corporal.
- Proporciona inmovilización parcial o movimiento controlado del miembro o segmento corporal.
- Proporciona una protección leve de un miembro o segmento corporal para cuidados agudos y profilácticos.

CONTRAINDICACIONES

- Si tiene trastornos/lesiones cutáneas en la parte del cuerpo relevante, el producto debe ajustarse y retirarse después de consultar con un profesional médico.
- No use el producto si es alérgico a alguno de los materiales contenidos en este producto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Recomendamos que la primera aplicación se realice bajo la supervisión de un profesional de la salud.
- Si tiene afecciones/lesiones cutáneas en la parte del cuerpo relevante, el producto debe ajustarse y usarse solo después de consultar con un profesional de la salud.
- Si experimenta alguna molestia, dolor, hinchazón o cambios en la sensación, o cualquier reacción inusual mientras usa este producto, consulte inmediatamente a su profesional de la salud.
- Este producto es para uso múltiple de un solo paciente.
- No use este dispositivo si está dañado y/o si el embalaje ha sido abierto.
- El producto debe retirarse durante largos periodos de descanso.
- No use el producto durante la ducha o el baño.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No use el producto en heridas abiertas y/o piel sensible.
- No use este producto si está dañado o defectuoso.
- No modifique el dispositivo.
- No use este producto de manera que pueda dalar su integridad ni use el dispositivo para otro fin que no sea el previsto.
- La frecuencia y duración del uso deben ser determinadas por un profesional de la salud.

NOTA: Contacte al fabricante y a la autoridad competente en caso de un incidente grave debido al uso de este dispositivo.

ISTRUZIONI PER LA COLLOCAZIONE

Una camicetta o chaleco de algodón debe llevarse debajo del soporte lumbare. Si es posible, el soporte lumbare debe colocarse de pie.

Aprire il cinturino e allargare le cinghie laterali.

1. Posizionare la cintura intorno alla vita e mettere le mani nei passanti situati sulle chiusure anteriori. Assicurarsi che la cintura lombare sia correttamente centrata sulla colonna vertebrale (le steche dorsali dovrebbero essere posizionate su entrambi i lati della colonna vertebrale). Posizionare la parte inferiore della cintura nella parte superiore della fessura glutea.

1. Posizionare la cintura intorno alla vita e mettere le mani nei passanti situati sulle chiusure anteriori. Assicurarsi che la cintura lombare sia correttamente centrata sulla colonna vertebrale (le steche dorsali dovrebbero essere posizionate su entrambi i lati della colonna vertebrale). Posizionare la parte inferiore della cintura nella parte superiore della fessura glutea.
2. Tirare i passanti per estendere il tessuto principale e avvolgerlo intorno alla vita.
3. Fissare il cinturino superponendo il lato destro sul izquierdo.
- 4a. Tirare le cinghie laterali leggermente ma con forza, tirando verso l'alto finché non si avverte un livello di supporto desiderato. Quindi fissare alle chiusure anteriori utilizzando i velcro.
5. Le 2 vorche anteriori possono essere rimosse attraverso le fessure.
6. Il livello di compressione può essere regolato secondo necessità durante il giorno.

ACCESSORI

The Danley Actistrap 2.0 has been designed to be used with the following optional accessories:

- Tirantes. Estos permiten abrir el cinturón cuando no es necesario el soporte senza dover rimuovere l'intera cintura. Fissare gli tirantes alla cintura utilizzando i velcro.
- Pacchetto caldo/freddo con custodia. Fissare la custodia alla cintura posteriore utilizzando i velcro.

ISTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Lavable en máquina en ciclo delicado (máx 40°C) con un detergente suave. Sacar zippig spülen. Nicht bleichen. Gründlich spülen. Lufttrocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln.

Do not bleach. Rinse thoroughly. Air dry. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not iron.

ELIMINACIÓN

Deshechar el dispositivo y su embalaje de acuerdo con las normativas ambientales locales o nacionales.

COMPOSIZIONE

Cierre delantero: Poliamida, Poliéster, Polipropileno, Poliuretano.
Cinturón: Poliamida, Poliéster, Elastano, Poliuretano, Acero, Polietileno.
Bola: Polipropileno, SEBS, Poliamida.

 **NO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL**

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

GARANTIA DJO, LLC reparará o reemplazará toda o parte de la unidad y de sus accesorios por defectos en los materiales o la mano de obra durante un periodo de seis meses a partir de la fecha de venta. De existir alguna incompatibilidad entre los términos de esta garantía y las normativas locales, regirán las disposiciones de dichas normativas locales.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

ITALIANO

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DEL DISPOSITIVO.

PROFILO DELL'UTILIZZATORE PREVISTO

Il profilo è destinato a essere utilizzato da medici professionisti, dal paziente, dal personale di assistenza o dai familiari che assistono il paziente. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

INDICAZIONI PER L'USO

The Danley Actistrap 2.0 is designed to provide comfort and support of the lumbar spine. It may be suitable for the symptomatic relief of acute and chronic low back pain. Provides compression without significant restriction of mobility, can be adjusted as and when required by the adjustable straps.

- Dolore lumbare acuto
- Dolore lumbare cronico
- Debolezza muscolare
- Lombosciatalgia
- Lumbalgie
- Artrosi lumbare
- Spondilolistesi

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

